



ŞİMŞEK Labor teknik

SAĞ. ve LAB. CİH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ankara Merkez Sanayi Sitesi 537 Sok. No : 22-24 • İvedik / ANKARA • Tel: 395 24 84 - 395 24 85
Ostim V.D. 813 006 9397 • Ticaret Sicil No.: 114898 • Oda Sicil No.: 52/1365 • Fax: 395 24 86
www.simseklaborteknik.com.tr e-mail: simseklaborteknik@gmail.com

POLARİMETRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ



- ÖLÇÜM ARALIĞI : $\pm 0...180^\circ$
- HASSASİYET : $\pm 1^\circ$
- OPTİKÇE AKTİF NUMUNE ÇÖZELTİLERİNİN KONSANTRASYONLARININ HESAPLANMASINDA KULLANILIR.
- AYNI DÜZLEM ÜZERİNDE YERLEŞTİRİLMİŞ BİR ÇİFT POLARİZÖR KULLANILIR.
- 220 MM'YE KADAR OLAN TÜPLER İLE ÖLÇÜM YAPILABİLİR.
- OPTİK SIFIR AYARI DÖNER ANAHTAR İLE KULLANICI TARAFINDAN YAPILIR.

ŞİMŞEK Laborteknik Ltd.Şti.